



KINTEK FURNACE

Dental Furnace Catálogo

Contact us for more catalogs of [High Temperature Furnaces](#), etc.

KINTEK FURNACE

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

A Kintek Furnace é uma empresa inovadora, especializada em equipamento de precisão para laboratórios de alta temperatura, incluindo fornos de mufla, fornos tubulares, fornos de vácuo, sistemas de atmosfera controlada e soluções avançadas de CVD/PECVD. Concebidos para aplicações de ciência dos materiais, investigação química e processamento térmico, os nossos sistemas robustos e energeticamente eficientes dão prioridade à precisão, segurança e repetibilidade em ambientes de calor extremo, permitindo que investigadores e laboratórios industriais obtenham resultados inovadores.



Forno De Sinterização De Porcelana Dentária Por Vácuo Para Laboratórios Dentários

Número do item: KT-DV10



introdução

Forno de Porcelana a Vácuo KinTek:
Equipamento de laboratório dentário de precisão para restaurações de cerâmica de alta qualidade. Controle de queima avançado e operação fácil.

Saiba mais

Velocidade de aquecimento	200°C/min máx. (392°F /minuto)
Temperatura máxima	1200°C max(2283°F)
Tempo de retenção da temperatura máxima	2 horas
Nível de vácuo	1-101%
Fonte de alimentação eléctrica	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Corrente nominal	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
Potência nominal de saída	max 1500w
Dimensões	H27cm x W36cm x D53cm
Diâmetro da câmara de queima	9cm(3.5")
Peso líquido	20 kg
Peso com embalagem	23.5Kg

Forno De Sinterização De Zircónio De Porcelana Dentária Chairside Com Transformador Para Restaurações De Cerâmica

Número do item: KT-DS10



introdução

Forno de sinterização rápida de porcelana dentária: Sinterização rápida de zircónio em 9 minutos, precisão de 1530°C, aquecedores SiC para laboratórios dentários. Aumente a produtividade hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Velocidade de aquecimento	200°C/min máx. (392°F /minuto)
Temperatura máxima	1530°C
Tempo de retenção da temperatura máxima	2 horas
Fonte de alimentação eléctrica	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Corrente nominal	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
Potência nominal de saída	max 1500w
Dimensões	H27cm x W36cm x D56cm
Diâmetro da câmara de queima	9cm(3.5")
Peso líquido	20 kg
Peso com embalagem	25.5Kg

Forno De Prensa De Vácuo Para Cerâmica De Sinterização De Zircónio De Porcelana Dentária

Número do item: KT-DP10



introdução

Forno de precisão de prensagem a vácuo para laboratórios: precisão de $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 1200°C máx., soluções personalizáveis. Aumente a eficiência da investigação hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Velocidade de aquecimento	200°C/min máx. (392°F /minuto)
Temperatura máxima	1200°C max (2283°F)
Tempo de retenção da temperatura máxima	2 horas
Nível de vácuo	1-101%
Fonte de alimentação eléctrica	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Corrente nominal	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
Potência nominal de saída	max 1500w
Dimensões	H27cm x W36cm x D70cm
Diâmetro da câmara de queima	9cm(3.5")
Peso líquido	23 kg
Peso com embalagem	26.5Kg



Kintek Furnace

Sede: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

WhatsApp