



KINTEK

Ptfe(Teflon) Labware Catálogo

Contact us for more catalogs of **PTFE(Teflon) Products**, etc.

KINTEK

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

A Kintek é uma empresa inovadora orientada para a tecnologia, especializada no fabrico de produtos de PTFE de elevado desempenho, oferecendo uma carteira abrangente que inclui consumíveis resistentes à corrosão (tais como material de laboratório PFA, tubos especiais e revestimentos), componentes de vedação de precisão (tais como juntas, O-rings e diafragmas) e soluções integradas de sistemas de fluidos (abrangendo tubagens, válvulas, acessórios e componentes de engenharia personalizados). Os nossos produtos são concebidos para aplicações críticas, como o processamento químico, o fabrico de semicondutores, as indústrias farmacêuticas e os ambientes de investigação avançada que exigem a máxima pureza e inércia química. Os produtos robustos e meticulosamente concebidos da Kintek dão prioridade à resistência excecional à corrosão, ao controlo da contaminação e à fiabilidade operacional, permitindo às indústrias gerir fluidos corrosivos e de elevada pureza com a máxima segurança e eficiência, garantindo a integridade do processo e prolongando a vida útil do equipamento.



Pratos De Evaporação Profunda Em Ptfе Soluções Personalizáveis Para Laboratórios E Indústrias

Número do item: PL-1001



introdução

Pratos de evaporação profunda em PTFE de alta qualidade para laboratórios. Resistentes a produtos químicos, antiaderentes e personalizáveis. Ideal para o manuseamento de amostras. Adquira já o seu!

[Saiba mais](#)

Tipo de prato	Diâmetro exterior do fundo (mm)	Diâmetro interior da boca (mm)	Altura (mm)	Espessura do fundo (mm)	Espessura da parede (mm)
Tipo profundo 20mm	20	15	20	5	2.5
Tipo profundo 30mm	30	25	20	5	2.5
Tipo profundo 40mm	40	30	20	5	5
Tipo profundo 50mm	50	40	20	5	5
Tipo profundo 60mm	60	50	20	5	5
Tipo profundo 70mm	70	60	20	5	5
Tipo profundo 80mm	80	70	20	5	5
Tipo profundo 90mm	90	80	20	5	5
Tipo profundo 100mm	100	90	20	5	5
Tipo profundo 120mm	120	110	20	5	5

Pratos De Evaporação Rasos Em Ptfе Personalizados Para Diversas Aplicações

Número do item: PL-1002



introdução

Prato de evaporação raso em PTFE de alta pureza para laboratórios. Resistente a produtos químicos, anti-aderente, ideal para a evaporação de amostras. Tamanhos personalizados disponíveis. Encomendar agora!

[Saiba mais](#)

Especificação	Diâmetro exterior do fundo (mm)	Diâmetro interior da boca (mm)	Altura total (mm)	Espessura do fundo (mm)	Espessura da parede (mm)
Tipo raso 20mm	20	15	10	5	2.5
Tipo raso 30mm	30	25	10	5	2.5
Tipo raso 40mm	40	30	10	5	5
Tipo raso 50mm	50	40	10	5	5
Tipo raso 60mm	60	50	10	5	5
Tipo raso 70mm	70	60	10	5	5
Tipo raso 80mm	80	70	10	5	5
Tipo raso 90mm	90	80	10	5	5
Tipo raso 100mm	100	90	10	5	5

Pratos De Evaporação De Ptfе Personalizados Para Diversas Aplicações

Número do item: PL-1004



introdução

Pratos de evaporação em PTFE de alta pureza para laboratórios, resistentes a ácidos e solventes. Antiaderentes, duráveis, ideais para a preparação de amostras. Tamanhos personalizados disponíveis. Encomendar agora!

[Saiba mais](#)

Capacidade (mL)	Altura (mm)	Diâmetro interno (mm)
50	40	80
100	47	91
150	46	105

Tabuleiros Quadrados De Ptfе Personalizados Para Utilização Industrial E Laboratorial

Número do item: PL-1005



introdução

Tabuleiros quadrados de PTFE de alta qualidade para laboratórios e indústria. Tabuleiros de PTFE resistentes a produtos químicos, antiaderentes e de elevada pureza para semicondutores e utilização médica. Tamanhos personalizados disponíveis.

Saiba mais

Modelo	L*W*H interno (mm)	L*W*H externo (mm)
40 mm	40*40*20mm	30*30*15mm
60 mm	60*60*20mm	50*50*15mm
80mm	80*80*20mm	70*70*15mm
100 mm	100*100*20mm	90*90*15mm
120 mm	120*120*20mm	110*110*15mm

Cadinhos De Ptfе Personalizáveis Para Aplicações Laboratoriais E Industriais

Número do item: PL-1006



introdução

Cadinhos de PTFE de alta pureza com tampas para laboratórios. Resistentes a produtos químicos, antiaderentes e duradouros. Ideal para digestão de amostras, AA, ICP-MS. Tamanhos personalizados disponíveis.

[Saiba mais](#)

Capacidade	Diâmetro exterior superior (mm)	Diâmetro inferior (mm)	Altura total (mm)
20 ml	38	30	55
25 ml	39	30	55
30 ml	48	30	56
50ml	51	33	67
100ml	61	43	70
250 ml	79	50	107

Frascos De Três Gargalos Em Ptfе Personalizáveis Para Aplicações Químicas Avançadas

Número do item: PL-1007



introdução

Os nossos frascos de fundo redondo de três gargalos de alto desempenho são habilmente fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE) puro, um material conhecido pelas suas propriedades excepcionais, tornando-o ideal para ambientes laboratoriais e industriais exigentes.

[Saiba mais](#)

Capacidade / Configuração do gargalo	Altura total (aprox.)
50 ml	/
100 ml	114 mm
250ml/24*3	135 mm
500ml/24*3	180mm
1000ml/24*3	/
2000ml/24*3	/

Colher De Amostragem De Solvente Químico Ptfе

Número do item: PL-1008



introdução

Descubra as nossas colheres de amostragem de PTFE (Politetrafluoroetileno, vulgarmente conhecido como Teflon) de alta pureza, meticulosamente concebidas para o manuseamento seguro, preciso e sem contaminação de produtos químicos, solventes, pós e várias amostras.

[Saiba mais](#)

Capacidade (ml)	Comprimento total (mm)
10	200
30	300
50	300
100	350
250	400
500	450
1000	500

Cilindros De Medição Personalizados Em Ptfе Para Aplicações Científicas E Industriais Avançadas

Número do item: PL-1009



introdução

Descubra o desempenho superior dos nossos cilindros de medição em politetrafluoroetileno (PTFE), concebidos para precisão e resistência em ambientes exigentes.

[Saiba mais](#)

Capacidade	Altura total	Diâmetro exterior	Peso
10ml	108mm	17mm	42g
20ml	108mm	24mm	64g
50ml	118mm	34mm	128g
100ml	138mm	40mm	158g
250ml	147mm	60mm	374g
500ml	160mm	79mm	460g
1000ml	180mm	100mm	699g
2000ml	/	/	/

Garrafas De Ptfе Personalizadas Para Diversas Aplicações Industriais

Número do item: PL-1010



introdução

Frascos de PTFE de alta pureza para armazenamento de produtos químicos, resistentes a ácidos e solventes. Opções de boca larga/estreita, à prova de fugas, durável. Ideal para laboratórios e indústria.

[Saiba mais](#)

Volume	Altura	Diâmetro	Diâmetro da boca	Peso
50ml	86mm	45mm	22mm	94.4g
100ml	107mm	54mm	30mm	144.7g
150ml	110mm	62mm	30mm	183.3g
200ml	123mm	70mm	37mm	244.9g
250ml	131mm	71mm	37mm	248g
500ml	153mm	82mm	35mm	364.7g
1000ml	195mm	109mm	51mm	836.2g

Volume	Altura	Diâmetro	Diâmetro da boca	Peso
50ml	86mm	45mm	22mm	94.4g
100ml	115mm	54mm	22mm	133.9g
150ml	110mm	62mm	22mm	173.8g
200ml	126mm	70mm	30mm	228g
250ml	135mm	71mm	30mm	242g
500ml	154mm	82mm	30mm	340.7g
1000ml	190mm	109mm	35mm	733.6g

Fabricante De Peças Personalizadas De Ptfе Para Recipientes E Componentes De Teflon

Número do item: PT-1011



introdução

Recipientes de PTFE de alta precisão para laboratórios e indústria. Resistentes a produtos químicos, tamanhos personalizáveis. Ideal para aplicações de semicondutores, médicas e laboratoriais. Obter um orçamento!

[Saiba mais](#)

Vaso redondo (Diâmetro exterior * Diâmetro interior * Profundidade interior)	Prato quadrado/retangular (C x L * Profundidade interior)
70mm*60mm*15mm	60*60mm *15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130mm*120mm*15mm	
160mm*150mm*15mm	200*200*120mm (aprox. cilindro de PTFE de 5L)
92*83*19mm	Cilindro de PTFE de 10L
102*93*20mm	Cilindro de PTFE de 15L

Fabricante De Peças De Teflon Ptfе Moldadas Personalizadas Para Laboratório Ito Fto Cesto De Flores Para Limpeza De Vidro Condutor

Número do item: PL-1013



introdução

Cestos para flores em PTFE de elevada pureza para utilização em semicondutores e laboratórios. Resistentes a produtos químicos, com desenhos personalizados disponíveis. Ideal para bolachas de silício e substratos de vidro.

[Saiba mais](#)

Diâmetro*largura do sulco*comprimento do sulco*capacidade aplicável

60mm*1,5mm*16mm*béquer de 250ml/20 unidades

60 mm*2,5 mm*16 mm*béquer de 250 ml/20 unidades

60mm*1,5mm*21mm*Béquer de 250ml/20 pçs

60 mm*2,5 mm*21 mm*béquer de 250 ml/20 unidades

80mm*1,5mm*26mm*500ml copo/20 pçs

80mm*2,5mm*26mm*500ml copo/20 pçs

80mm*1,5mm*31mm*500ml copo/20 pçs

80mm*2,5mm*31mm*béquer de 500ml/20 unid.

90mm*2.5mm*41mm*1000ml copo/22 pçs

Peças De Teflon Ptfе Personalizadas Fabricante De Cesta De Flores De Altura Ajustável

Número do item: PL-1014



introdução

Cestos para flores em PTFE de alta pureza e altura ajustável para utilização em semicondutores e laboratórios. Resistentes a produtos químicos, antiaderentes e personalizáveis. Adquira o seu hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Exemplo Configurações padrão (diâmetro externo x comprimento da ranhura x largura):

45mm*30mm*1,5mm 5 ranhuras

60mm*50mm*1,5mm 6 ranhuras

80mm*65mm*1,5mm 8 ranhuras

Totalmente personalizável: A largura da ranhura, o comprimento da ranhura, o número de ranhuras e a montagem de várias peças podem ser adaptados às suas especificações exactas.

Fabricante De Peças De Teflon Ptfe Personalizadas Rack De Limpeza Ptfe

Número do item: PL-1015



introdução

Cestos para flores em PTFE de elevada pureza para utilização em laboratórios e semicondutores. Resistente a produtos químicos, -180°C a +250°C, tamanhos personalizados disponíveis. Contacte a KINTEK hoje mesmo!

Saiba mais

Opções padrão: Diâmetro*Largura da ranhura*Capacidade aplicável

45*1,5mm*100ml

45*2,5mm*100ml

60*1,5mm*250ml

60*2,5mm*250ml

80*1,5mm*500ml

80*2,5mm*500ml

90*1,5mm*1000ml

90*2,5mm*1000ml

Fabricante De Peças De Teflon Ptfе Personalizadas Rack De Limpeza De Substrato De Vidro Condutor

Número do item: PL-1016



introdução

Cestos de flores em PTFE de alta pureza para limpeza em laboratório, resistentes a produtos químicos e temperaturas extremas. Desenhos personalizados disponíveis para aplicações médicas e de semicondutores.

[Saiba mais](#)

10×10 mm (ranhura, por exemplo, 1,1 mm)	20×20 mm (ranhura, por exemplo, 1,1 mm)	25×25 mm (ranhura, por exemplo, 2,2 mm)	30×30 mm (ranhura, por exemplo, 2,2 mm)
15×15 mm (ranhura, por exemplo, 1,1 mm)	25×25 mm (ranhura, por exemplo, 1,1 mm)	30×30mm (ranhura, por exemplo, 1,1mm)	

Vasos De Digestão Por Micro-Ondas Em Ptfе Personalizados Para Aplicações Exigentes

Número do item: PL-1003



introdução

Recipientes de digestão por micro-ondas em PTFE de alta pureza para uma preparação de amostras segura e sem contaminação. Ideal para ICP-MS, AAS e análise de traços. Tamanhos personalizados disponíveis.

[Saiba mais](#)

Especificação do produto	Diâmetro da boca interior (mm)	Diâmetro do corpo (mm)	Altura com tampa (mm)
Recipiente de digestão em PTFE 30ml	25	42	105
Recipiente de digestão em PTFE 50ml	29	47	110
Recipiente de digestão em PTFE 100ml	50	62	143
Recipiente de digestão em PTFE 200ml	53	69	163

Raspadores E Pás De Ptfе Personalizáveis Para Aplicações Exigentes

Número do item: PL-1017



introdução

Raspadores e pás de PTFE de elevada pureza para laboratórios, semicondutores e indústrias químicas. Ferramentas resistentes a produtos químicos, antiaderentes e duradouras para manuseamento preciso de materiais. Soluções personalizadas disponíveis.

[Saiba mais](#)

Tipo de pá	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Espessura/Altura (mm)	Comprimento do cabo (mm)
Raspador	40 mm	90mm	5mm	-
Raspador	60mm	120mm	5mm	-
Raspador	100mm	150mm	5mm	-
Raspador	150mm	200mm	5mm	-
Raspador	200mm	200mm	5mm	-
Tábua de raspagem (T-Scraper)	150mm	120mm	5mm	-
Haste do raspador	10mm	120mm	10mm	-
Tira de raspagem	15mm	120mm	5mm	-
Pá (fundo plano)	60mm	120mm	30mm	1000mm
Pá (fundo plano)	100 mm	120mm	40mm	120mm
Pá (fundo plano)	120mm	150mm	60mm	100mm
Pá (fundo plano)	160mm	200mm	50mm	1000mm
Pá (fundo plano)	170 mm	220 mm	70mm	115mm
Pá (Fundo Curvo)	110mm	150mm	80mm	100mm
Pá (fundo curvo)	110mm	220mm	100mm	120mm
Pá plana (cabo longo)	150 mm	80 mm	10 mm	900mm
Pá plana (cabo longo)	150 mm	100 mm	30 mm	800 mm
Pá plana (cabo longo)	200 mm	150 mm	15mm	500 mm

Frascos Volumétricos De Ptfе Personalizados Para Uso Científico E Industrial Avançado

Número do item: PL-1018



introdução

Balões volumétricos em PTFE de alta qualidade para laboratórios - resistentes a produtos químicos, antiaderentes, medições precisas. Ideal para aplicações de semicondutores, médicas e analíticas. Compre agora!

[Saiba mais](#)

Volume (mL)	Diâmetro interior da boca (mm)	Diâmetro exterior máximo (mm)	Altura total (mm)	Peso (g)
25	17	41	97	41
50	23	52	117	73
100	23	65	117	111
200	29	88	158	232
250	29	90	169	277
500	34	110	213	409
1000	38	150	260	965

Fabricante De Peças De Ptfе Personalizadas Para Peças De Teflon E Pinças De Ptfе

Número do item: PL-1019



introdução

A KINTEK dá prioridade à produção de precisão e oferece fabrico por medida, desde protótipos a encomendas de grande volume.

[Saiba mais](#)



Kintek

Sede: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

WhatsApp