

1400°C Forno De Mufla Para Laboratório

Número do item: KT-14M



introdução

Forno de mufla KT-14M: Aquecimento de precisão a 1400°C com elementos SiC, controle PID e design energeticamente eficiente. Ideal para laboratórios.

[Saiba mais](#)

Modelo do forno		KT-14M	
Temperatura máxima		1400°C	
Temperatura de trabalho constante		1300°C	
Material da câmara		Fibra de alumina do Japão	
Elemento de aquecimento		Carboneto de silício	
Taxa de aquecimento		0-20°C/min	
Sensor de temperatura		Par térmico tipo S	
Controlador de temperatura		Controlador PID digital/controlador PID de ecrã tátil (KT-14M Pro)	
Precisão do controlo de temperatura		±1°C	
Uniformidade da temperatura		±5°C	
Fonte de alimentação eléctrica		AC110-220V,50/60HZ	
Tamanhos de câmara padrão Ações			
Tamanho da câmara (mm)	Volume efetivo (L)	Tamanho da câmara (mm)	Volume efetivo (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
São aceites tamanhos e volumes concebidos pelo cliente			

Não.	Descrição	Quantidade
1	Forno	1
2	Bloco térmico	1
3	Pinça para cadinho	1
4	Luva resistente ao calor	1
5	Manual de instruções	1