

2200 °C Forno De Tratamento Térmico A Vácuo Para Grafite

Número do item: KT-VG



introdução

Forno de vácuo de grafite 2200°C para sinterização a alta temperatura. Controlo PID preciso, 6×10^{-3} Pa de vácuo, aquecimento de grafite durável. Ideal para pesquisa e produção.

[Saiba mais](#)

Modelo do forno		KT-VG		
Temperatura máxima		2200 °C		
Temperatura de trabalho constante		2100 °C		
Material de isolamento da câmara		Feltro de grafite		
Elemento de aquecimento		Vareta resistente de grafite		
Taxa de aquecimento		0-10°C/min		
Sensor de temperatura		Termopar T/R e termómetro de infravermelhos		
Controlador de temperatura		Controlador PID com ecrã tátil e PLC		
Precisão do controlo de temperatura		±1°C		
Máx. Nível de vácuo		6*10 ⁻³ Pa (Sem carga, estado frio)		
Taxa de aumento da pressão de vácuo		0,67Pa/h		
Fonte de alimentação eléctrica		AC110-440V,50/60HZ (Customizable)		
Tamanhos de câmara padrão (personalizáveis)				
Tamanho da câmara (mm) (LxPxA ou Dia.xH)		Volume efetivo (L)	Tamanho da câmara (mm) (LxPxH ou Dia.xH)	Volume efetivo (L)
200x200x300	12	400x400x600	96	
300x300x400	36	500x500x700	150	
A KINTEK aceita requisitos de design personalizados para o tamanho e volume da câmara.				