

Forno Para Tratamento Térmico E Sinterização Sob Vácuo Com Pressão De Ar De 9Mpa

Número do item: KT-APS



introdução

Obtenha uma densificação cerâmica superior com o avançado forno de sinterização por pressão de ar da KINTEK. Alta pressão até 9MPa, controlo preciso de 2200°C.

[Saiba mais](#)

Forno de sinterização de pressão de ar	Estrutura vertical
A área de trabalho	Φ100×90mm, Φ200×220mm, etc.
O tipo de elevador inferior	Φ300×400mm, etc.
O tipo horizontal	250×250×400mm, 375×375×475mm, etc.
Grau de vácuo a frio	10 ⁻³ Pa, 10Pa, etc
Pressão máxima	1.2MPa, 2MPa, 6MPa, 9MPa
Temperatura	2000°C-2200°C