

Vasos De Digestão Por Micro-Ondas Em Ptfе Personalizados Para Aplicações Exigentes

Número do item: PL-1003



introdução

Recipientes de digestão por micro-ondas em PTFE de alta pureza para uma preparação de amostras segura e sem contaminação. Ideal para ICP-MS, AAS e análise de traços. Tamanhos personalizados disponíveis.

[Saiba mais](#)

Especificação do produto	Diâmetro da boca interior (mm)	Diâmetro do corpo (mm)	Altura com tampa (mm)
Recipiente de digestão em PTFE 30ml	25	42	105
Recipiente de digestão em PTFE 50ml	29	47	110
Recipiente de digestão em PTFE 100ml	50	62	143
Recipiente de digestão em PTFE 200ml	53	69	163