

Peças De Teflon Ptfе Personalizadas Fabricante De Cesta De Flores De Altura Ajustável

Número do item: PL-1014



introdução

Cestos para flores em PTFE de alta pureza e altura ajustável para utilização em semicondutores e laboratórios. Resistentes a produtos químicos, antiaderentes e personalizáveis. Adquira o seu hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Exemplo Configurações padrão (diâmetro externo x comprimento da ranhura x largura):

45mm*30mm*1,5mm 5 ranhuras

60mm*50mm*1,5mm 6 ranhuras

80mm*65mm*1,5mm 8 ranhuras

Totalmente personalizável: A largura da ranhura, o comprimento da ranhura, o número de ranhuras e a montagem de várias peças podem ser adaptados às suas especificações exactas.