

Fabricante De Peças De Teflon Ptfe Personalizadas Rack De Limpeza Ptfe

Número do item: PL-1015



introdução

Cestos para flores em PTFE de elevada pureza para utilização em laboratórios e semicondutores. Resistente a produtos químicos, -180°C a +250°C, tamanhos personalizados disponíveis. Contacte a KINTEK hoje mesmo!

Saiba mais

Opções padrão: Diâmetro*Largura da ranhura*Capacidade aplicável

45*1,5mm*100ml

45*2,5mm*100ml

60*1,5mm*250ml

60*2,5mm*250ml

80*1,5mm*500ml

80*2,5mm*500ml

90*1,5mm*1000ml

90*2,5mm*1000ml