

Frascos Volumétricos De Ptfе Personalizados Para Uso Científico E Industrial Avançado

Número do item: PL-1018



introdução

Balões volumétricos em PTFE de alta qualidade para laboratórios - resistentes a produtos químicos, antiaderentes, medições precisas. Ideal para aplicações de semicondutores, médicas e analíticas. Compre agora!

[Saiba mais](#)

Volume (mL)	Diâmetro interior da boca (mm)	Diâmetro exterior máximo (mm)	Altura total (mm)	Peso (g)
25	17	41	97	41
50	23	52	117	73
100	23	65	117	111
200	29	88	158	232
250	29	90	169	277
500	34	110	213	409
1000	38	150	260	965