

Forno De Prensa De Vácuo Para Cerâmica De Sinterização De Zircónio De Porcelana Dentária

Número do item: KT-DP10



introdução

Forno de precisão de prensagem a vácuo para laboratórios: precisão de $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 1200°C máx., soluções personalizáveis. Aumente a eficiência da investigação hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Velocidade de aquecimento	200°C/min máx. (392°F /minuto)
Temperatura máxima	1200°C max (2283°F)
Tempo de retenção da temperatura máxima	2 horas
Nível de vácuo	1-101%
Fonte de alimentação eléctrica	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Corrente nominal	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
Potência nominal de saída	max 1500w
Dimensões	H27cm x W36cm x D70cm
Diâmetro da câmara de queima	9cm(3.5")
Peso líquido	23 kg
Peso com embalagem	26.5Kg