

Forno De Mufla De Alta Temperatura Para Desbobinagem E Pré-Sinterização Em Laboratório

Número do item: KT-MD



introdução

Forno de desbaste e pré-sinterização KT-MD para cerâmica - controlo preciso da temperatura, design energeticamente eficiente, tamanhos personalizáveis. Aumente a eficiência do seu laboratório hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Modelo do forno		KT-MD	
Temperatura de trabalho constante		1100/1300 °C	
Material da câmara		Fibra de alumina do Japão	
Elemento de aquecimento		Bobina de fio Cr2Al2Mo2/Carbureto de silício	
Taxa de aquecimento		0-20°C/min	
Sensor de temperatura		Par térmico de tipo K/S	
Controlador de temperatura		Controlador PID digital/controlador PID com ecrã tátil	
Precisão do controlo de temperatura		±1°C	
Fonte de alimentação eléctrica		AC200-440V,50/60HZ	
Tamanhos de câmara padrão Ações			
Tamanho da câmara (mm)	Volume efetivo (L)	Tamanho da câmara (mm)	Volume efetivo (L)
300x300x300	27	300x300x400	36
400x400x400	64	500x500x500	125
600x600x600	216	800x800x800	512

Nota: Outros tamanhos e volumes podem ser personalizados de acordo com as suas necessidades específicas.

Não.	Descrição	Quantidade
1	Forno	1
2	Bloco térmico	1
3	Pinça para cadinho	1
4	Luva resistente ao calor	1
5	Manual de instruções	1