

Pratos De Evaporação Profunda Em Ptfе Soluções Personalizáveis Para Laboratórios E Indústrias

Número do item: PL-1001



introdução

Pratos de evaporação profunda em PTFE de alta qualidade para laboratórios. Resistentes a produtos químicos, antiaderentes e personalizáveis. Ideal para o manuseamento de amostras. Adquira já o seu!

[Saiba mais](#)

Tipo de prato	Diâmetro exterior do fundo (mm)	Diâmetro interior da boca (mm)	Altura (mm)	Espessura do fundo (mm)	Espessura da parede (mm)
Tipo profundo 20mm	20	15	20	5	2.5
Tipo profundo 30mm	30	25	20	5	2.5
Tipo profundo 40mm	40	30	20	5	5
Tipo profundo 50mm	50	40	20	5	5
Tipo profundo 60mm	60	50	20	5	5
Tipo profundo 70mm	70	60	20	5	5
Tipo profundo 80mm	80	70	20	5	5
Tipo profundo 90mm	90	80	20	5	5
Tipo profundo 100mm	100	90	20	5	5
Tipo profundo 120mm	120	110	20	5	5